



ノロウイルス抗原(EIA)測定試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、標記項目の従来試薬販売中止に伴い、同一試薬販売元の新試薬に変更させていただきます。

この変更に伴う測定方法・基準値・提出方法などの変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白



項目名

ノロウイルス抗原 / EIA

(依頼コードNo. 1218)

変更日 2007年8月1日(水)受付分から

新試薬は従来試薬と比較して感度が約10%向上しています。

新試薬と従来試薬の性能比較

		従来試薬		合計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	80	10	90
	陰性	3	120	123
合計		83	130	213

陽性一致率 $80/83=96.4\%$

陰性一致率 $120/130=92.3\%$

全体一致率 $200/213=93.9\%$

		RT-PCR法		合計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	89	1	90
	陰性	34	89	123
合計		123	90	213

陽性一致率 $89/123=72.4\%$

陰性一致率 $89/90=98.9\%$

全体一致率 $178/213=83.6\%$

	新試薬	従来試薬
RT-PCRとの陽性一致率	72.4%	62.8%

メーカー資料より