

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査に使用している一部試薬の製造販売中止のため、試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、一部項目の検査方法を変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2025 : 250 ページ掲載

- CYP2C9 2項目セット (依頼コード No.09216)
- CYP2C9*2 (C430T) (依頼コード No.07355)
- CYP2C9*3 (A1075C) (依頼コード No.07356)

変更日 2026年1月5日(月) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 第一岸本臨床検査センター

札幌本社 : 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

変更内容

	新	従来
セットコード No.	09216	同左
セ ッ ト 名	CYP2C9 2項目セット	同左
セ ッ ト 内 容	07355 : CYP2C9*2 07356 : CYP2C9*3	同左
検 査 方 法	CYP2C9*2 : PCR-Invader法 CYP2C9*3 : PCR-Invader法	CYP2C9*2 : 同左 CYP2C9*3 : Invader法

	新	従来
依頼コード No.	07355	同左
検 査 項 目 名	CYP2C9*2	同左
検 査 方 法	PCR-Invader法	同左

	新	従来
依頼コード No.	07356	同左
検 査 項 目 名	CYP2C9*3	同左
検 査 方 法	PCR-Invader法	Invader法

判定一致率表

CYP2C9 2項目セット		従来					
		*1/*1	*1/*2	*1/*3	*2/*2	*2/*3	*3/*3
新	*1/*1	6					
	*1/*2		6				
	*1/*3			5			
	*2/*2				1		
	*2/*3					2	
	*3/*3						0

判定一致率:100%
n=20

*3/*3は日本人における頻度が低く、検討時には検出されませんでした。

CYP2C9*2		従来		
		C/C	C/T	T/T
新	C/C	11		
	C/T		8	
	T/T			1

判定一致率:100%
n=20

CYP2C9*3		従来		
		A/A	A/C	C/C
新	A/A	13		
	A/C		7	
	C/C			0

判定一致率:100%
n=20

C/Cは日本人における頻度が低く、検討時には検出されませんでした。