

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ビタミンB₁およびビタミンB₂-全血検査で使用しております遮光EDTA管容器（弊社容器記号:B-34）について、採血量低減のため、真空採血量が4mLから2mLの容器に変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象容器

● 遮光EDTA管（真空採血管）

（容器記号：B-34）

変更日 2026年2月より順次変更

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

●B-34容器

| | 新 | 従来 |
|-------------|--|--|
| 容 器 記 号 | B-34 | 同左 |
| 容 器 名 | 遮光EDTA管 (真空採血管) | 同左 |
| 採取量又は容量 | 真空採血量 2mL | 真空採血量 4mL |
| 容器の貯蔵方法 | 室温 | 同左 |
| 有 効 期 限 | 製造後1年6か月 | 同左 |
| 内 容 | EDTA2Na | 同左 |
| 製 造 会 社 | ニプロ株式会社 | 同左 |
| 主 な 適 用 項 目 | ビタミンB ₁ (チアミン) ビタミンB ₂ (リボフラビン)-全血 | 同左 |
| 容 器 画 像 |  |  |

※容器の採血量の印字も「4mL」から「2mL」となります。