

活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

| 大分類                         | 中分類      | 小分類  | コード              | 材料名                       | 測定法                  | SOP番号               | 変更点                        | 変更日 | 備考    |
|-----------------------------|----------|------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----|-------|
| 1 尿・糞便等検査                   |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
| D000 尿中一般物質定性半定量検査          |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
|                             | 比重       |      | 60               | 尿                         | 屈折計法                 | KE-8108<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | pH       |      | 61               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8109<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | 蛋白定性     |      | 51               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8101<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | グルコース    |      | 55               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8104<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | ウロビリノゲン  |      | 57               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8106<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | ビリルビン    |      | 59               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8107<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | ケトン体     |      | 62               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8110<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
|                             | 潜血反応     |      | 63               | 尿                         | 試験紙法                 | KE-8111<br>/KE-4002 | なし                         | -   |       |
| D001 尿中特殊物質定性定量検査           |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
|                             | 1 尿蛋白    |      | 52               | 尿(蓄尿)                     | 比色法(ヒコグロールレット法)      | KE-8102<br>/KE-4022 | なし                         | -   |       |
|                             | 2 尿グルコース |      | 56               | 尿(蓄尿)                     | ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)    | KE-8105<br>/KE-4022 | なし                         | -   |       |
| D002 尿沈渣(鏡検法)               |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
|                             | 尿沈渣(鏡検法) |      | 1540             | 尿                         | フローサイトメリー法又は鏡検法      | KE-8103<br>/KE-4003 | なし                         | -   |       |
| 2 血液学的検査                    |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
| D005 血液形態・機能検査              |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
|                             | 2 網赤血球数  |      | 309              | 血液<br>(EDTA2K加血)          | Brecher法及びフローサイトメリー法 | KE-6109<br>/KE-2001 | なし                         | -   |       |
| 3 末梢血液像(自動機械法)              |          | 313  | 血液<br>(EDTA2K加血) | 半導体レーザーによるフローサイトメリー法      | KE-6121<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     | 白血球像  |
|                             |          | 314  | 血液<br>(EDTA2K加血) | シースフロー電気抵抗検出法             | KE-6122<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     | 赤血球形態 |
| 4 好酸球数                      |          | 310  | 血液<br>(EDTA2K加血) | 半導体レーザーによるフローサイトメリー法又は鏡検法 | KE-6020<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 5 末梢血液一般検査(赤血球数)            |          | 302  | 血液<br>(EDTA2K加血) | シースフロー電気抵抗検出法             | KE-6102<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 5 末梢血液一般検査(白血球数)            |          | 301  | 血液<br>(EDTA2K加血) | 半導体レーザーによるフローサイトメリー法      | KE-6101<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 5 末梢血液一般検査(血色素測定(Hb))       |          | 303  | 血液<br>(EDTA2K加血) | SLS-Hb                    | KE-6103<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 5 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値(Ht))    |          | 304  | 血液<br>(EDTA2K加血) | 赤血球ハルス波高検出方式              | KE-6104<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 5 末梢血液一般検査(血小板数)            |          | 308  | 血液<br>(EDTA2K加血) | シースフロー電気抵抗検出法             | KE-6108<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     |       |
| 6 末梢血液像(鏡検法)                |          | 313  | 血液<br>(EDTA2K加血) | メイ・キムザ染色法                 | KE-6121<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     | 白血球像  |
|                             |          | 314  | 血液<br>(EDTA2K加血) | メイ・キムザ染色法                 | KE-6122<br>/KE-2001  | なし                  | -                          |     | 赤血球形態 |
| 9 ヘモグロビンA1c(HbA1c)          |          | 3317 | 血液               | ラテックス凝集法                  | KE-5140<br>/KE-1010  | 機器一部更新              | 2025/7/25より                |     |       |
| D006 出血・凝固検査                |          |      |                  |                           |                      |                     |                            |     |       |
| 2 プロトロンビン時間(PT)             |          | 331  | 血漿               | Quickー一段法                 | KE-6110<br>/KE-2002  | 機器変更                | 2025/5/18より                |     |       |
| 4 フィブリノゲン定量                 |          | 336  | 血漿               | トロンビン法                    | KE-6113<br>/KE-2002  | 機器変更                | 2025/5/18より                |     |       |
| 7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)    |          | 334  | 血漿               | エラン酸活性化法                  | KE-6112<br>/KE-2002  | 試薬変更<br>機器変更        | 2025/4/15より<br>2025/5/18より |     |       |
| 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量 |          | 338  | 血漿               | ラテックス凝集法                  | KE-6116<br>/KE-2002  | 機器変更                | 2025/5/18より                |     |       |
| 17 Dダイマー                    |          | 3002 | 血漿               | ラテックス凝集法                  | KE-6124<br>/KE-2002  | 機器変更                | 2025/5/18より                |     |       |

活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

| 大分類         | 中分類 | 小分類                    | コード         | 材料名   | 測定法                               | SOP番号               | 変更点    | 変更日         | 備考 |
|-------------|-----|------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------|----|
| 3 生化学的検査I   |     |                        |             |       |                                   |                     |        |             |    |
| D007 血液化学検査 |     |                        |             |       |                                   |                     |        |             |    |
|             | 1   | 総ビリルビン                 | 472         | 血清    | 比色法(パナジン酸酸化法)                     | KE-5123<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 直接ビリルビン                | 473         | 血清    | 比色法(パナジン酸酸化法)                     | KE-5124<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 総蛋白                    | 401         | 血清    | 比色法(Biuret法)                      | KE-5101<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | アルブミン                  | 417         | 血清    | 比色法(BCP改良法)                       | KE-5103<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 尿素窒素                   | 409         | 血清    | ウレアゼ・GLDH・UV法                     | KE-5105<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 79          | 尿(蓄尿) | UV法(ウレアゼ・UV法)                     | KE-5105<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | クレアチニン                 | 413         | 血清    | 酵素法                               | KE-5106<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 80          | 尿(蓄尿) | 酵素法                               | KE-5106<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 尿酸                     | 407         | 血清    | 酵素法                               | KE-5104<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 78          | 尿(蓄尿) | 酵素法                               | KE-5104<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | アルカリホスファターゼ(ALP)       | 13067       | 血清    | 比色法(IFCC法)                        | KE-5201<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | コリンエステラーゼ(ChE)         | 491         | 血清    | UV法(p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法)JSCO標準化対応法 | KE-5130<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT) | 484         | 血清    | 比色法(JSCO標準化対応法)                   | KE-5128<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 中性脂肪                   | 454         | 血清    | 酵素法                               | KE-5118<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | ナトリウム                  | 421         | 血清    | 電極法                               | KE-5108<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 101<br>1001 | 尿(蓄尿) | 電極法                               | KE-5108<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | クロール                   | 425         | 血清    | 電極法                               | KE-5110<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 103<br>1003 | 尿(蓄尿) | 電極法                               | KE-5110<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | カリウム                   | 423         | 血清    | 電極法                               | KE-5109<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 102<br>1002 | 尿(蓄尿) | 電極法                               | KE-5109<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | カルシウム                  | 427         | 血清    | 比色法(アルセナゾⅢ法)                      | KE-5111<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 104         | 尿(蓄尿) | 比色法(アルセナゾⅢ法)                      | KE-5111<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | マグネシウム                 | 431         | 血清    | 比色法(キシリジブルー法)                     | KE-5113<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 106         | 尿(蓄尿) | 比色法(キシリジブルー法)                     | KE-5113<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | グルコース                  | 503         | 血漿    | ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)                 | KE-5134<br>/KE-1010 | 機器一部更新 | 2025/7/25より |    |
|             | 1   | 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)         | 13380       | 血清    | UV法(IFCC法)                        | KE-5202<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | アミラーゼ                  | 501         | 血清    | 酵素法(Et-G7-PNP法)JSCO標準化対応法         | KE-5133<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             |     |                        | 77          | 尿     | 酵素法(Et-G7-PNP法)JSCO標準化対応法         | KE-5133<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)     | 485         | 血清    | 比色法(L-ロイシルpニトロアニリ基質法)             | KE-5029<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | クレアチンキナーゼ(CK)          | 497         | 血清    | UV法(JSCO標準化対応法)                   | KE-5132<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |
|             | 1   | 鉄(Fe)                  | 435         | 血清    | 比色法                               | KE-5114<br>/KE-1013 | なし     | -           |    |

活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

| 大分類                    | 中分類 | 小分類                        | コード  | 材料名       | 測定法                 | SOP番号                     | 変更点  | 変更日        | 備考 |
|------------------------|-----|----------------------------|------|-----------|---------------------|---------------------------|------|------------|----|
|                        |     | 1 不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)       | 438  | 血清        | 比色法                 | KE-5116 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 1 総鉄結合能(TIBC)(比色法)         | 437  | 血清        | 比色法                 | KE-5115 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 HDL-コレステロール              | 460  | 血清        | 酵素法(直接法)            | KE-5121 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 無機リン                     | 429  | 血清        | 酵素法                 | KE-5112 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     |                            | 105  | 尿(蓄尿)     | 酵素法                 | KE-5112 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 総コレステロール                 | 453  | 血清        | 酵素法                 | KE-5117 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 481  | 血清        | UV法(JSCC標準化対応法)     | KE-5125 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)    | 482  | 血清        | UV法(JSCC標準化対応法)     | KE-5126 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 LDL-コレステロール              | 410  | 血清        | 酵素法(直接法)            | KE-5145 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 蛋白分画                     | 404  | 血清        | 電気泳動法(セルロース・アセテート膜) | KE-5181 /KE-1006          | なし   | -          |    |
|                        |     | 16 アンモニア                   | 1269 | 除蛋白上清     | 比色法(藤井・奥田法変法)       | KE-5107 /KE-1007          | なし   | -          |    |
|                        |     | 17 グリコアルブミン                | 396  | 血清又は血漿    | 酵素法                 | KE-5193 /KE-1013          | なし   | -          |    |
| <b>5 免疫学的検査</b>        |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
| <b>D011 免疫血液学的検査</b>   |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
|                        |     | 1 ABO血液型                   | 899  | 血液(CPD加血) | カラム凝集法又はマイクロプレート法   | KE-7110 /KE-3010 /KE-3019 | 機器増設 | 2025/9/1より |    |
|                        |     | 1 Rh(D)血液型                 | 900  | 血液(CPD加血) | カラム凝集法又はマイクロプレート法   | KE-7111 /KE-3010 /KE-3019 | 機器増設 | 2025/9/1より |    |
|                        |     | 2 Coombs試験(Ⅰ直接)            | 907  | 血液(単独検体)  | 試験管法                | KE-7114 /KE-3008          | なし   | -          |    |
|                        |     | 2 Coombs試験(Ⅱ間接)            | 908  | 血液        | カラム凝集法              | KE-7115 /KE-3008          | 機器増設 | 2025/9/1より |    |
| <b>D012 感染症免疫学的検査</b>  |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
|                        |     | 1 梅毒血清反応(STS)定性            | 905  | 血清        | ラテックス凝集法及び凝集反応      | KE-7146 /KE-3018          | なし   | -          |    |
|                        |     | 1 抗streptolysin O(ASO)定量   | 731  | 血清        | ラテックス凝集比濁法          | KE-5159 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 梅毒トレポネマ抗体定性              | 911  | 血清        | ラテックス凝集法及びPA法       | KE-7116 /KE-3018          | なし   | -          |    |
| <b>D013 肝炎ウイルス関連検査</b> |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
|                        |     | 3 HBs抗原                    | 740  | 血清        | CLIA法               | KE-7150 /KE-3024          | なし   | -          |    |
|                        |     | 3 HBs抗体                    | 744  | 血清        | CLIA法               | KE-7144 /KE-3024          | なし   | -          |    |
|                        |     | 5 HCV抗体定性・定量               | 3795 | 血清        | ラテックス凝集法            | KE-7138 /KE-3018          | なし   | -          |    |
| <b>D014 自己抗体検査</b>     |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
|                        |     | 2 リウマトイド因子(RF)定量           | 2490 | 血清        | ラテックス凝集比濁法          | KE-5171 /KE-1013          | なし   | -          |    |
| <b>D015 血漿蛋白免疫学的検査</b> |     |                            |      |           |                     |                           |      |            |    |
|                        |     | 1 C反応性蛋白(CRP)              | 658  | 血清        | ラテックス凝集法            | KE-5141 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 免疫グロブリン(IgG)             | 781  | 血清        | 免疫比濁法               | KE-5160 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 免疫グロブリン(IgA)             | 782  | 血清        | 免疫比濁法               | KE-5161 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 4 免疫グロブリン(IgM)             | 783  | 血清        | 免疫比濁法               | KE-5162 /KE-1013          | なし   | -          |    |
|                        |     | 8 C3                       | 863  | 血清        | 免疫比濁法               | KE-5163 /KE-1013          | なし   | -          |    |

活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

| 大分類                       | 中分類 | 小分類                                                                              | コード          | 材料名 | 測定法                            | SOP番号               | 変更点 | 変更日 | 備考    |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-------|
|                           |     | 8 C4                                                                             | 864          | 血清  | 免疫比濁法                          | KE-5164<br>/KE-1013 | なし  | -   |       |
| 6 微生物学的検査                 |     |                                                                                  |              |     |                                |                     |     |     |       |
| D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |     |                                                                                  |              |     |                                |                     |     |     |       |
|                           |     | 1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの                                                     | 8043         | その他 | 抗酸菌染色蛍光法(AR法)                  | K2-8043             | なし  | -   |       |
|                           |     | 3 その他のもの                                                                         | 8026<br>8025 | その他 | グラム染色、KOH法、墨汁染色                | K2-8026             | なし  | -   | 塗抹鏡検  |
|                           |     |                                                                                  | 8042         | その他 | チールネルゼン法                       | K2-8042             | なし  | -   |       |
| D018 細菌培養同定検査             |     |                                                                                  |              |     |                                |                     |     |     |       |
|                           |     | 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体<br>2 消化管からの検体<br>3 血液又は穿刺液<br>4 泌尿器又は生殖器からの検体<br>5 その他の部位からの検体 | 8030<br>8032 | その他 | Bergey's Manual他に基づく同定法、好気培養同定 | K2-8030             | なし  | -   | 培養・同定 |
|                           |     | 嫌気性培養                                                                            | 8031         | その他 | Bergey's Manual他に基づく同定法        | K2-8031             | なし  | -   |       |
| D019 細菌薬剤感受性検査            |     |                                                                                  |              |     |                                |                     |     |     |       |
|                           |     | 4 薬剤耐性菌検出                                                                        | 8034         | その他 | 微量液体希釈法                        | K2-8034             | なし  | -   |       |
| D020 抗酸菌分離培養検査            |     |                                                                                  |              |     |                                |                     |     |     |       |
|                           |     | 1 抗酸菌分離培養(液体培地法)                                                                 | 6579         | その他 | 酸素感受性蛍光センサー法(MGIT培地使用)         | K2-0056             | なし  | -   |       |
|                           |     | 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの)                                                               | 8044         | その他 | 2%小川培地を使用                      | K2-0057             | なし  | -   |       |