

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、サイトメガロウイルス核酸定量検査について、採血量低減のため、同等の性能を有する容器へ変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象項目

総合検査案内 2025 : 106 ページ掲載

● サイトメガロウイルス核酸定量

(依頼コード No.14115)

変更日 2025年10月より順次変更

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

● サイトメガロウイルス核酸定量検査

	新	従来
容 器 記 号	B-36(新設)	B-26
容 器 名	ウイルス核酸検査用(血漿)	ウイルス遺伝子検査用(血漿)
採取量又は容量	真空採血量 5mL	真空採血量 8mL
容器の貯蔵方法	室温	同左
有 効 期 限	製造後1年	同左
内 容	EDTA2K・血漿分離剤	同左
販 売 元	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	積水化学工業株式会社
容 器 画 像		
主な適用検査項目	サイトメガロウイルス核酸定量	サイトメガロウイルス核酸定量 HIV-1核酸定量