

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、「分離用管(血清・血漿用)(弊社容器記号:S-1)」および「尿用管(弊社容器記号:U-1)」につきまして、供給の安定を図るため、同一メーカーの別容器に変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象容器

● 分離用管(血清・血漿用)

(容器記号:S-1)

● 尿用管

(容器記号:U-1)

変更日 2025年11月より順次変更

●従来容器は販売終了となりますが、お手元にある在庫分は引き続きご使用可能です。

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社:〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

●S-1容器、U-1容器

	新		従来
容 器 記 号	S-1	U-1	同左
容 器 名	分離用管 (血清・血漿用)	尿用管	同左
採取量又は容量	容器容量 10mL		同左
容器の貯蔵方法	室温		同左
内 容	無滅菌		同左
製 造 販 売 元	大扇産業株式会社		同左
容 器 画 像			
材 質	ポリプロピレン		SBC樹脂 (スチレン ブタジエン コポリマー樹脂)
備 考	・容器サイズ、形状の変更はございません。 ・材質変更に伴い、新容器の見た目が若干白くなります。 ・蓋については、従来のものを引き続きご使用ください。		

注意事項

検体は多くとも容器の8～9分目までを目安として入れてください。9分目を超えて入れると、検体の種類や保存条件によっては、輸送中や保存中に蓋が浮き上がり、検体が漏れる恐れがありますのでご注意ください。