

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



◎項目名

● 抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル)

(依頼コード No.13648)

受託開始日 2021年8月2日(月) ご依頼分より

指定難病の1つである抗リン脂質抗体症候群(APS)は、抗リン脂質抗体(aPL)が血中に証明され、 さまざまな部位の動静脈血栓症、習慣流産などの妊娠合併症をきたす疾患です。

国際血栓止血学会(ISTH)は、APSの診断基準で、ループスアンチコアグラント、抗リン脂質抗体4項目 (抗カルジオリピン抗体: aCL IgG/IgM、抗 β 2グリコプロテイン1抗体: a β 2GP1IgG/IgM)の 同時検査を推奨しており、ループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体、抗β2グリコプロテイン 1 抗体のいずれかが 12 週以上の間隔で2回以上陽性の場合、APSであるとしています。

本検査は、APSの診断補助検査として有用です。

裏面に続きます

株式会社 第一岸本臨床検査センター

札幌本社: 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎(011)787-2111 FAX(011)787-2191

受託要領

依 頼(報 告) コ ー ド N o .	13648(親)APS検査パネル
	(子)22982 抗カルジオリピンIgG
	(子)22983 抗カルジオリピンIgM
	(子)22984 抗β2GP1 lgG
	(子)22985 抗β2GP1 IgM
検 査 項 目 名	抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル)
統一コード	5G519-0000-022-051
検 体 必 要 量	血漿(クエン酸Na) 0.5mL
容 器	B-11→S-1
検体の保存方法	凍結
所 要 日 数	2~5
検 査 方 法	CLIA法
基 準 値	20.0以下
単 位	U/mL
報告範囲	抗カルジオリピンIgG:2.6以下~2024.0以上
	抗カルジオリピンIgM:1.0以下~774.0以上
	抗β2GP1 IgG :6.4以下~6100.0以上
	抗β2GP1 IgM : 1.1以下~841.0以上
報告 桁数	小数第1位
検査実施料/判断料	696点/144点(免疫学的検査)

【検査方法の参考文献】

奥 健志, 他: Jpn. J. Clin. Immunol 38(3), 157-163, 2015.