

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ムンプスウイルス抗体検査(CF法、HI法)につきまして検査項目統合のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2025 : 88,97 ページ掲載

● ムンプスウイルス抗体/CF法

血清 (依頼コード No.04908)

髄液 (依頼コード No.07522)

● ムンプスウイルス抗体/HI法

血清 (依頼コード No.04938)

髄液 (依頼コード No.07570)

最終受託日 2026年3月31日(火) ご依頼分まで

● 関連項目

依頼コードNo.05050 : ムンプスウイルスIgG抗体/EIA法-血清

依頼コードNo.07681 : ムンプスウイルスIgG抗体/EIA法-髄液

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社 : 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

受託要領(ご参考)

	関連項目	受託中止項目	
検査項目名 及び 依頼(報告) コード No.	05050(親)ムンプス-IgG抗体 ----- (子)05343 IgG 判定 (子)05344 EIA価	04908 ムンプス/CF	04938 ムンプス/HI
統一コード	5F432-1431-023-023	5F432-1430-023-141	5F432-1430-023-111
検体必要量	血清 0.4mL	血清 0.3mL	血清 0.2mL
容器	B-1 → S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	2～3	3～5	3～6
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	IgG 判定：(－) EIA価：2.0未満	4未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	IgG 判定：(－)、(＋－)、(＋) EIA価：1.0未満～128.0以上	4未満～最終力価	
報告桁数	IgG 判定：なし EIA価：小数第1位	整数	
検査実施料/判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	

	関連項目	受託中止項目	
検査項目名 及び 依頼(報告) コード No.	07681(親)ムンプス-IgG-髄液 ----- (子)07910 髄液IgG 判定 (子)07911 髄液 EIA価	07522 ムンプス/CF-髄液	07570 ムンプス/HI-髄液
統一コード	5F432-1431-041-023	5F432-1430-041-141	5F432-1430-041-111
検体必要量	髄液 0.7mL	髄液 0.5mL	髄液 0.4mL
容器	S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	2～3	3～5	3～6
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	なし	1未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	髄液IgG 判定：(－)、(＋－)、(＋) 髄液 EIA価：0.10未満～12.80以上	1未満～最終力価	
報告桁数	髄液IgG 判定：なし 髄液 EIA価：小数第2位	整数	
検査実施料/判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	