



「麻疹/HI」検査一時受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

HI法による麻疹ウイルス抗体価は「動物赤血球」を用いた凝集阻止反応で測定しております。この度の麻疹の全国的な大流行に伴い、動物赤血球試薬が入荷困難です。このため誠に急ではありますが、標記項目の検査受託を一時中止にさせていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

つきましては、代替項目として下記のEIA法をご勘案賜りたく宜しくお願い申し上げます。

先生方には急な案内で大変申し訳ございませんが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 項目名 麻疹/HI (依頼コード:4939,7567)
- 一時受託中止日 2007年5月23日(水)受付分より

- 代替項目 「麻疹-IgG/EIA」, 「麻疹-IgM/EIA」

項目名	麻疹 - I g G / E I A	麻疹 - I g M / E I A
依頼コード	血清: 5042 髄液: 7685	血清: 5044 髄液: 7687
測定方法	E I A 法	
基準値	判定 (-) EIA価2.0未満	判定 (-) 抗体指数0.8未満
検体必要量	血清0.2ml, 髄液0.4ml	血清0.2ml 髄液0.4ml
検体の保存	冷蔵	
採取容器	血清B-1→S-1, 髄液S-1	血清B-1→S-1, 髄液S-1
報告日数	2~3日	
検査実施料/ 判断料	230点精密測定/免疫学的検査 144点	

- 麻疹の健診、ワクチン接種の指標には「麻疹-IgG/EIA」
- 麻疹感染の確認には、「麻疹-IgM/EIA」をご依頼下さい
- *なお、検査再開時には改めてご案内申し上げます。